

Programlista

Soleo *Galva*



Zimmer

Galvánáramok**galvanizáció, vérkeringés javítása**


- GA 00 galvánáram
GA 01 nagyfelület galvanizáció

**Diadinamikus áramok****anyagcsere élénkítés, ödéma csökkentés, fájdalomkezelések, vérkeringés javítás**

- DI 00 diadinamikus áram DF 100 Hz
DI 01 diadinamikus áram MF 50 Hz
DI 02 diadinamikus áram CP 50 Hz/100 Hz
DI 03 diadinamikus áram LP 50 Hz/100 Hz
DI 04 diadinamikus áram 2 perc DF/4 perc CP
DI 05 diadinamikus áram 2 perc DF/4 perc LP

**Monofázisú négyszögáramok****akut fájdalomkezelések, krónikus, vegetatív befolyás, gyulladások**



- NF 00 ultraingeráram Traebert szerint 2ms/5ms 143 Hz
NF 01 módosított ultraingeráram 0,5ms/5ms 182 Hz
MI 00 mikroingeráram Burst szerint 2 Hz
MI 02 mikroingeráram 10 ms 100 Hz
HV 00 magasfeszültség-vibráció, hullám 10 Hz
HV 03 magasfeszültség-vibráció, hullám 200 Hz

**Bifázisú aszimmetrikus négyszögáramok****izomlazítás/-feszítés, NF áram bázisú fájdalomkezelések**

- MS 02 izom stimuláció 25 Hz, hullám
MS 03 izom stimuláció 50 Hz, hullám
MS 04 izom stimuláció 100 Hz
MS 05 izom stimuláció 200 Hz
MS 06 izom stimuláció 3-10 Hz
MS 07 izom stimuláció 25-60 Hz, hullám

**Bifázisú szimmetrikus négyszögáramok****izomstimuláció, fájdalomcsillapítás és MF áram bázisú vérkeringés javítás**

- MS 10 izom stimuláció, bifázisú, 2000 Hz/25 Hz hullám
MS 11 izom stimuláció, bifázisú, 2000 Hz/50 Hz hullám
MS 12 izom stimuláció, bifázisú, 2000 Hz/100 Hz
MS 13 izom stimuláció, bifázisú, 2000 Hz/200 Hz
MS 14 izom stimuláció, bifázisú, 2000 Hz/3-10 Hz
MS 15 izom stimuláció, bifázisú, 2000 Hz/25-60 Hz, hullám

**TENS áramok****fájdalomkezelés**


- LF 02 fájdalomcsillapítás 1 ms 100 Hz
LF 03 fájdalomcsillapítás TENS (bifázisú) 300 µs 50 Hz
LF 04 fájdalomcsillapítás TENS (alternáló) 250 µs 80 Hz
LF 05 APL TENS (alternáló) 250 µs 80 Hz, Burst 2 Hz






- LF 07 fájdalomcsillapítás sztohasztikus (bifázisú) 1 ms 5-30 Hz
LF 08 fájdalomcsillapítás sztohasztikus (bifázisú) 300 µs 40-100 Hz

Középfrekvenciás áramok
(4000 Hz, 2500 Hz)



izomstimuláció, fájdalomcsillapítás és klasszikus MF

- MF 01 középfrekvencia 8000 Hz hullám
MF 04 középfrekvencia 8000 Hz hullám, moduláció 25 Hz
MF 05 középfrekvencia 8000 Hz hullám, moduláció 50 Hz
MF 07 középfrekvencia 8000 Hz moduláció 3-10 Hz
MF 09 középfrekvencia 8000 Hz hullám, moduláció 10-30 Hz
MF 11 középfrekvencia 8000 Hz hullám, moduláció 100-200 Hz




Interferencia áramok
8000 Hz
(4000 Hz, 2500 Hz)



fájdalomcsillapítás, vegetatív stimuláció és izomlazítás


- IF 00 interferencia nem modulált, sweep 6 mp.
IF 02 interferencia 50 Hz, sweep 6 mp.
IF 03 interferencia 100 Hz, sweep 6 mp.
IF 05 interferencia 10-30 Hz, sweep 6 mp.
IF 06 interferencia 30-60 Hz, sweep 6 mp.
IF 07 interferencia 60-120 Hz, sweep 6 mp.



Izom rehabilitációs áramok

izom rehabilitáció/-tréning

- MR 00 agonisták erősítése / agonisták lazítása
MR 01 agonisták erősítése MF/ agonisták lazítása
MR 02 izomcsoportok erősítése/agonisták, antagonisták (↑↓)
MR 03 izomcsoportok erősítése/agonisták, antagonisták MF (↑↓)
MR 06 anyagcsere élénkítés és középfrekvenciás fájdalomcsillapítás



Sportrehabilitációs áramok

sportrehabilitáció/-tréning speciális szekvencia programokkal

- SR 00 általános izomerősítés
SR 01 tartóizmok erősítése
SR 02 gyorsító izmok erősítése
SR 04 kitartás tréning
SR 05 gyorsító izom tréning
SR 06 robbanó tréning



Bénulás diagnosztikai áramok

bénulások diagnosztikája (centrális/perifériális)

- PA 00 középfrekvenciás innervációs teszt Lange szerint 8000 Hz
PA 01 neofarádikus teszt T 1 ms/R 19 ms (50 Hz)
PA 02 chronaxia/akkomodációs hányados
PA 15 Fischgoldteszt


**Bénulás
kezelés áramok** **izomaktiválás különféle izombénulás formáknál/-fokozatoknál**

- PA 06 bénuláskezelés háromszögáramokkal (alternáló)
- PA 07 bénulás, közepes elváltozás 200/1400 ms
- PA 08 bénulás, csekély elváltozás 100/1000 ms
- PA 10 intenciógyakorlás bifázisú 600 μ s, 50 Hz
- PA 11 izom rehabilitáció, erő (bifázisú) T 0,5 ms, 60 Hz
- PA 12 izom rehabilitáció, kitartás (bifázisú) T 1 ms, 20 Hz

**Különleges
áramformák** **indikációtól függő különleges programok**

- SP 00 psoriasis MF 8000 Hz, moduláció 100 Hz
- SP 01 hyperhidrosis palmarum, plantarum 100 Hz
- SP 02 Trigger-pont kezelés, Burst 2 Hz
- SP 05 füliontoforézis
- SP 09 lymphödéma
- SP 10 véna tonizálás 1,75 Hz

hullám



monofázisú áram



bifázisú áram

alternáló stimuláció (↑↓)