

Soleo *Galva* és *VacoS*



A Soleo **Galva** elektroterápiás készülék alacsony és középfrekvenciás áramformák széles választékát kínálja Önnek! Soleo **VacoS** vákuumegységgel bővítve plusz funkciókat nyújt. A készülék felhasználóbarát formatervezéssel készült, a magyar nyelvű, színes, érintőfelület segítségével az alapkészülék programjai és a vákuum is könnyen kezelhető.



Soleo *Galva*



Soleo *VacoS*



Soleo *Galva + VacoS*

Menürendszer

- felhasználóbarát, egyszerű, egyedi kialakítás - teljesen új felhasználói élmény
- innovatív, logikus kijelző felület - érthető, letisztult, magyar nyelvű szoftver
- kibővített memória a kedvencek számára, terápiás tanácsokkal kiegészített indikációs lista

Kijelző

- kapacitív érintőképernyő az egyszerű működtetéshez - terápiaindítás akár egyetlen érintéssel

Tartozékok

- többfunkciós elektródakábelpár, különböző elektródákhoz és/vagy vákuumharangokhoz
- különböző elektródák széles választéka (EH, gumi, ön, pont, speciális elektródák)

Csatornaválasztás

- 2 független csatorna, üzemmódok: monostim, duostim, twinstim

Programcsoportok

- Galván áramok
- TENS (bifázis, váltakozó, APL, stb.)
- Magasfeszültségű áramok
- Középfrekvencia
- Bénulás kezelés és diagnosztika
- Sportrehabilitáció
- Diadinamikus áramok (DF, MF, CP, LP)
- Traebert
- Mikro-ingeráramok
- Interferencia
- Izomrehabilitáció
- Speciális programok

Műszaki paraméterek

Gyártó	Zimmer MedizinSysteme (Németország)	
Alkalmazási terület	Terápiás rendszer alacsony és középfrekvenciás áramok alkalmazásához az ortopédia / fizioterápia és a sportgyógyászat területén.	
Elektroterápia	Csatornák száma	2, egymástól teljesen független (program, intenzitás és paraméter)
	Csatorna választás	monostim: 1 program – 1 csatona ikerstim: 1 program – 2 csatona duostim: 2 program – 2 csatona
	Elektrostimuláció	2 csatona-szinkronizáció: párhuzamos / alternáló
	Működési módok	CC / CV
	Áramformák	Galván, diadinamikus, TENS, Traebert, nagyfeszültségű áramok, mikro-ingeráramok, négyszögáramok, iontoforézis, bénulás kezelés és diagnosztika (Lange innervációs teszt, Neofarád teszt, Fischgold teszt, Cronaxia/akkomodációs hányados), interferencia, stb.
Vákuumegység	Felhasználási lehetőségek	Folyamatos / pulzáló
	Vezérlés	Az érintőképernyőn keresztül
	Vákuumerősség	1 - 60 kPa
	Vákuum kezdés	Előre programozott, 16 kPa
Nyelv	Magyar nyelvű szoftver, magyar nyelvű beépített terápiás tanácsok és magyar nyelvű dokumentáció	
Programok összesen	Több, mint 110 beépített program	
Protokollok összesen	Több, mint 300 illusztrált, előre beállított terápiás javaslat	
Vezérlés	Színes érintőkijelző + forgókapcsolók - egyszerű vezérelhetőség a terápia alatt is	
Memória	SD kártya - 1 GB	
	120 programhely a memóriába, 120 programhely a kedvencekbe	
Méret	Alapkészülék: 330 x 130 x 220 mm	
	Vákuum: 330 x 130 x 220 mm	
Súly	Alapkészülék: 2 kg	
	Vákuum: 3 kg	
Szállítási terjedelem Soleo Galva	Alapkészülék, 2 db pácienskábel garnitúra csipeszekkel, elektródák, gumiszalagok Opció: készülékkocsi, hordtáska	
Szállítási terjedelem Soleo VacoS	Alapkészülék, 2 db összekötő kábel, 4 db vákuum elektródatömlő, vákuumharangok szivacsokkal.	
Garancia	18 hónap	

